



AFO uit prepreg koolstof

GEBRUIKSAANWIJZING



Advance






Stability



Fixation

ORTHO BALTIC



BUIG UW AFO NIET TE VER ALS U NAAR BENEDEN OF NAAR BOVEN GAAT EN HURKT

NEEM DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT

INHOUD

1. DOEL VAN DIT DOCUMENT

2. VOORNAAMSTE PRODUCTINFORMATIE

2.1. Productnaam

2.2. Fabrikant

2.3. Beoogd doel

2.4. Indicaties

2.5. Contra-indicaties

3. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

3.1. Passen

3.2. Gebruiksbeperkingen

3.3. Dagelijkse activiteit

3.4. Schoenen en andere onderdelen

3.5. Huidcontrole

3.6. Dagelijkse controle van de orthese

3.7. Aanpassing van de orthese

4. ZO TREKT U UW ORTHESE AAN

4.1. Schoenen

4.2. Tussenlagen

4.3. Bevestiging van het kuitgedeelte

5. VERZORGING

6. WEGGOIEN

7. MELDINGEN

1. DOEL VAN DIT DOCUMENT

Dit document is vooral bedoeld om de patiënt te informeren over instructies en voorzorgsmaatregelen die moeten worden gevolgd bij het gebruik van dit medische hulpmiddel. Deze richtlijnen volgen garandeert ook de levensduur van het product.

2. VOORNAAMSTE PRODUCTINFORMATIE

2.1. Productnaam

Easy Walk® Ankle-Foot Orthosis (AFO)



Product model	Product code	Basic-UDI	EU Patent No
Easy Walk® Fixation AFO	AFO10F	477903210EWAFO10FSZ	LT5887
Easy Walk® Stability AFO	AFO10T	477903210EWAFO10TTV	LT5874
Easy Walk® Advance II AFO	AFO12A	477903210EWAFO12ASV	LT5450
Easy Walk® Advance AFO	AFO10A	477903210EWAFO10ASP	LT5450
Easy Walk® Eco AFO	AFO10E	477903210EWAFO10ESX	LT5450

2.2. Fabrikant



Ortho Baltic UAB

Taikos Ave. 131A, LT-51124 Kaunas, Litouwen

+370 37 473970

info@orthobaltic.lt

www.orthobaltic.eu

2.3. Beoogd doel en voordelen

Easy Walk® anke-foot orthoses (AFOs) uit prepreg koolstof zijn ontworpen om een patiënt met een klapvoet te ondersteunen. De Easy Walk®-apparaten optimaliseren de teenlift dankzij de energieruggave tijdens de loopcyclus, geleverd door koolstof-composieten.

2.4. Indicaties

Easy Walk® Advance Easy Walk® Advance II Easy Walk® Eco	Easy Walk® Stability	Easy Walk® Fixation
<ul style="list-style-type: none">• Klapvoet secundair aan neurologische aandoeningen	<ul style="list-style-type: none">• Klapvoet secundair aan neurologische aandoeningen• Instabiliteit van de enkel• Spasticiteit (matig niveau)• Proprioceptief tekort	<ul style="list-style-type: none">• Klapvoet secundair aan neurologische aandoeningen• Ernstige instabiliteit van de enkel• Spasticiteit (matig niveau)• Proprioceptief tekort

2.5. Contra-indicaties

- Ernstige enkel- en voetmisvormingen
- Ernstige spasticiteit
- Oedeem
- Ontstekingslaesies van kuit- en voethuid

3. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN



Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot beschadiging van de orthese en onveilig gebruik. Het kan ook de garantie ongeldig maken.

3.1. Passen

Enkel een erkende orthesist kan deze orthese voor u aanpassen. U moet door een professional worden geïnstrueerd over het dragen van uw medische hulpmiddel. Ook de verklaringen van deze gebruiksaanwijzing moeten aan u worden uitgelegd. Bezoek uw orthesist regelmatig voor controle en volg altijd zijn/haar instructies.

Het maximale gewicht voor gebruikers van deze orthese is 120 kg.

3.2. Gebruiksbeperkingen

De orthese is bedoeld voor gedeeltelijke compensatie van de bewegingsstoornis, d.w.z. de orthese helpt een patiënt te bewegen. Ze vervult echter niet volledig de functies van het gezonde been en geeft de patiënt geen andere aanvullende fysieke mogelijkheden. Integendeel, de orthese kan het uitvoeren van bepaalde bewegingen die met een gezond been kunnen worden gemaakt, belemmeren. Daarom is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van het potentiële risico dat zich in bepaalde situaties kan voordoen: bijvoorbeeld tijdens de overschrijden van een onverwacht obstakel die terstond ontpten, enz.

3.3. Dagelijkse activiteit

De orthese is gemaakt voor normale dagelijkse bewegingen en kan beperkt worden gebogen. Overmatig en plotseling buigen in elke richting moet echter worden vermeden. Dit verkort de levensduur van de orthese en kan leiden tot een plotselinge breuk die zelfs letsel kan veroorzaken. Pas daarom op dat u uw AFO niet te ver doorbuigt wanneer u naar beneden of naar boven gaat en hurkt.

Sta niet te veel alleen op de voorvoet en nooit op de tenen. Als u niet zeker bent, plaats dan uw volledige voet voorzichtig op het oppervlak om te voorkomen dat u uitglijdt.

Over het algemeen wordt een actief leven aanbevolen. Met inachtneming van bepaalde beperkingen kan deze orthese bij sommige sportactiviteiten worden gebruikt. Elk geval is echter individueel. Bespreek uw dagelijkse activiteiten en speciale behoeften met uw orthesist en volg zijn/haar advies op om een veilig gebruik van uw AFO te garanderen.

Als u een ongewoon ongemak ervaart tijdens het dragen van de orthese, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw orthesist.

3.4. Schoenen en andere onderdelen

De orthese mag altijd alleen worden gebruikt in combinatie met schoenen, inlegzolen, vulling, riemen en andere onderdelen die zijn goedgekeurd door uw orthesist.

Een AFO met een verkeerde schoen kan zijn functionaliteit verliezen en zelfs een ongeluk veroorzaken.

Er moeten bepaalde tussenlagen zijn tussen de orthese en het been om huidbeschadiging (irritaties, zweren en andere) te voorkomen.

Raadpleeg hoofdstuk 4 voor meer informatie.

3.5. Huidcontrole

Het wordt aanbevolen om elke keer na gebruik van de orthese het been te onderzoeken. Als u huidirritatie of blaren ziet of enig ongemak voelt, stop dan met het gebruik van de orthese en neem contact op met uw orthesist. Wees vooral voorzichtig als u diabetes hebt.

3.6. Dagelijkse controle van de orthese

Controleer uw orthese dagelijks op mogelijke schade, slijtage of de vorming van materiaalplooiën. Als u iets opmerkt, gebruik de orthese dan niet verder en neem contact op met uw orthesist.

Wees voorzichtig met een gebroken orthese - gebarsten koolstofonderdelen kunnen scherp zijn en letsel veroorzaken.

Controleer of de riem, voering en inlegzolen niet versleten zijn. Neem in dat geval contact op met uw orthesist voor vervanging.

3.7. Aanpassing van de orthese

U mag uw orthese op geen enkele manier snijden, verwarmen of wijzigen; dit kan immers leiden tot schade of de functionaliteit van het medische hulpmiddel verminderen. Wijzigingen mogen alleen door uw orthesist worden uitgevoerd.

4. ZO TREKT U UW ORTHESE AAN

De orthese met een schoen, een sok en een binnenzool vullen elkaar aan. De orthese kan niet alleen worden gebruikt. Alleen een combinatie van alle elementen samen, gekozen door uw orthesist, levert de beoogde functionaliteit.


De Easy Walk® AFO aantrekken gaat in drie stappen:

1. Plaats de orthese in de schoen en schuif uw voet erin;
2. Zet de orthese vast met de kuitriem;
3. Maak de schoen stevig vast

4.1. Schoenen

Voor een goede plaatsing van de orthese, moet de schoen voldoen aan de volgende eisen:

- juiste hakhoogte, passend bij de voorgeschreven AFO;
- moet stabiel zijn en van alle kanten voldoende steun bieden, vooral aan de hiel;
- reikt tot aan de malleolus, niet hoger;
- kan stevig worden vastgemaakt, zodat de voet in geen enkele richting kan wegglijden.



4.2. Tussenzolen


Tussen de orthese en het been bevinden zich tussenzolen:

- De orthese wordt steeds gedragen met vulling;
- Het binnenzool- of bekledingsmateriaal wordt bevestigd aan de bovenzijde van de voetplaat;
- Sokken worden gedragen ter bescherming van de huid en ter vermindering van transpiratie.


4.3. Bevestiging van het kuitgedeelte

De kuitriemen worden stevig vastgemaakt maar niet te strak om de bloedcirculatie niet te belemmeren.

Advance II



Advance



Stability




Fixation



Voor Advance II: pas de riemlengte aan met het klittenband en gebruik de magnetische gesp voor bevestiging

Om vast te maken, houdt u deel (A) van de gesp met één hand vast en trekt u de riem aan door deel (B) over deel (A) te trekken. De magneet grijpt beide delen samen en vergrendelt ze veilig. Om te openen, trekt u gewoon het treklijpje (C) eraf.



5. VERZORGING

Controleer uw orthese dagelijks zoals beschreven in hoofdstuk 3.6. Reinig de AFO indien nodig met een vochtige doek. Was de vulling op maximaal 40°C en laat ze aan de lucht drogen.


6. WEGGOOIEN

De orthese moet worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving.

7. MELDINGEN

Uw praktijkervaring bij het gebruik van deze AFO is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Easy Walk® producten. Als u klachten, opmerkingen of ideeën heeft om de AFO te verbeteren, meld dit dan aan uw orthesist, of per e-mail aan de fabrikant via info@orthobaltic.it

Indien zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het medische hulpmiddel, meld dit dan aan uw orthesist, de fabrikant, of uw plaatselijke bevoegde autoriteit.



ORTHO BALTIC

Ortho Baltic UAB
Taikos Ave. 131A, LT-51124
Kaunas, Litouwen
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu



Effectief: 05/08/2001

Laatst bijgewerkt: 10/05/2021

Versie: 2